


# Nuevos Hilos

## Monofilamento 30G40 C-cánula

Se trata de un hilo monofilamento, 6-0, cargado en una cánula 30G de 40mm. El hilo mide 60mm, igual que los normales en aguja 29G. Indicado para zonas especialmente delicadas o muy vascularizadas, como es el caso de los párpados, por lo que su indicación más adecuada es el tratamiento de ojeras y en general toda la zona periorcular



SU SUAVE PUNTA REDONDEADA FACILITA EL PROCEDIMIENTO Y MINIMIZA LA APARICIÓN DE HEMATOMAS



### TRATAMIENTO DE OJERAS

- Aplicar 5 hilos como refleja la imagen. El hilo no debe quedar en el centro de la ojera, sino cruzar sus límites para reforzar la sujeción de la piel flácida que forma la bolsa. Por esto insertar tal como aparece en el gráfico. Muy importante tener en cuenta el punto de entrada necesario en cada caso para que el hilo quede en el lugar deseado.



### CORRECCIÓN DE PTOSIS E INDEFINICIÓN DEL PÁRPADO

- Aplicar 2- hilos siguiendo el borde del párpado inferior, y otro tres en el pliegue del párpado superior, según el gráfico adjunto.

