

DOUBLE SCREW



- **Doble hilo cargado en espiral**, con diferentes medidas para una mejor adaptación a cada tratamiento.
- Recomendado para obtener una **mayor voluminización** en la zona tratada (relleno de arrugas, volumen en mejillas) y para un mayor efecto regenerador.
- El diseño en espiral de los hilos les da **flexibilidad y elasticidad** lo que permite su utilización en zonas de movimiento facial, sobre todo en pliegues y arrugas gestuales.
- Los hilos delgados y en espiral resultan flexibles y elásticos, lo que les permite acompañar el movimiento natural del pliegue durante la gesticulación. Así evita que puedan resultar apreciados en pieles muy finas o que el paciente pueda tener una sensación de incomodidad o molestia al gesticular.
- La utilización de una aguja más gruesa (26G) favorece **la creación de un canal fibrótico mayor**, favoreciendo la voluminización de la zona, minimizando pliegues y arrugas.
- Se presentan en cajas de 50 unidades. (5 packs x 10u)

Referencia	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	Grosor Hilo (USP)	Recomendaciones
DS 26G38	26G	38mm	50mm	7-0	Facial.
DS 26G60	26G	60mm	90mm	7-0	Facial y corporal.
DS 26G90	26G	90mm	150mm	7-0	Facial y corporal.

TWIN TWIST



- **Doble hilo entrelazado**.
 - Este diseño favorece un **mayor efecto regenerador** en los tejidos, al tratarse de un hilo doble y crear un **canal fibrótico mayor**.
 - Recomendado **para pieles muy finas** que necesitan ser redensificadas, sin correr el riesgo de que un hilo más grueso (y por tanto menos flexible) pueda ser apreciado en zonas de mucha movilidad como cuello, contorno de ojos, etc.
 - El trenzado de las hebras les permite una mayor **flexibilidad y elasticidad** de la que tendría un hilo normal.
- De esta forma puede acompañar el movimiento natural de la piel al gesticular sin el riesgo de ser apreciado o provocar molestia.
- Se presentan en cajas de 50 unidades. (5 packs x 10u).

Referencia	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	Grosor Hilo (USP)	Recomendaciones
TT 26G38	26G	38mm	50mm	7-0	Facial.
TT 26G60	26G	60mm	90mm	7-0	Facial.