


MONO FILAMENTO



- Se presentan en cajas de 100 unidades.

Referencia	Calibre Aguja	Longitud Aguja	Longitud Hilo	Grosor Hilo (USP)	Recomendaciones
31G30mm	31G	30mm	30mm	7-0	Facial. Hilo muy delgado y corto. Para zonas de aplicación pequeñas con pieles muy finas.
31G40mm	31G	40mm	60mm	7-0	Facial. También es un hilo muy delgado, pero largo, apropiado para cuello, patas de gallo y en general para zonas de piel muy fina
29G40mm	29G	40mm	50mm	6-0	Facial. Zona de mejilla, frente, cuello, contorno de ojos, cuello....
29G50mm	29G	50mm	70mm	6-0	Facial. Mejilla, zona mandibular, cuello...
27G50mm	27G	50mm	70mm	5-0	Facial. Más grueso que el 29g50, crea un canal fibrótico mayor aportando un mayor efecto regenerador.
27G60mm	27G	60mm	90mm	5-0	Facial y corporal. Perfil mandibular, brazos...
25G90mm	25G	90mm	150mm	5-0	Corporal. Un hilo grueso y largo apropiado para tratamientos corporales.



C - Cánula

- **Nuevo** Monofilamento **en Cánula**. Se presentan en cajas de 50 unidades.

30G40mm	30G	40mm	60mm	6-0	Zona Periocular. Zonas muy delicadas y con alta vascularización como los párpados
---------	-----	------	------	-----	---

